

Новая тест-система "СифилисИФА-IgG» для качественного и полуколичественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к *Treponema pallidum* в ликворе, сыворотке и плазме крови человека получила РУ РФ.

В новом наборе "СифилисИФА-IgG», как и в наборе «СифилисИФА-суммарные антитела» Алкор Био, который по отзывам лабораторий является самым удобным и качественным набором для диагностики сифилиса в ИФА формате, воплощены все пожелания специалистов лабораторий:

Чувствительность и специфичность набора «СифилисИФА-IgG» по панелям «Антипаллидум-контрольная панель сывороток», РУ № ФСР 2009/05494» составляют 100 % и 100% соответственно.

Набор хранится 6 месяцев после вскрытия, срок годности набора 13 месяцев
Время основной инкубации - 1 час +37 °С без шейкирования

Все реагенты готовы к применению

Образец: 10 мкл сыворотки или плазмы крови; 50 мкл ликвора

В наборе реализована яркая цветовая индикация внесения образца и цветная кодировка растворов

Используются разламывающиеся на лунки стрипы (96 Well Breakable Strip Plates)

В состав набора включены:

- одноразовые наконечники,
- одноразовые ванночки,
- пленка для ИФА планшетов.

"СифилисИФА-IgG» имеет универсальный состав реагентов для ручной постановки и для постановки на Alisei, поставляется в 2-х комплектациях 96 и 192, допускается постановка анализа на других автоматических анализаторах для ИФА открытого типа.

Предназначен для диагностики *in vitro* в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и лабораториях службы крови.