



СКРЫТАЯ КРОВЬ В КАЛЕ

иммунохимическое экспресс-исследование

EASY READER+

иммунохроматографический экспресс-анализатор

Количественное и качественное определение скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом для диспансеризации населения.

- Высокая чувствительность и 100% специфичность к интактному гемоглобину человека, т.е. к кровотечениям из ободочной и прямой кишки.
- Не требует соблюдения специальной диеты пациентом перед обследованием.

СКРИНИНГ СКРЫТОЙ КРОВИ В КАЛЕ (СКК/FOB)

«Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» (утв. приказом МЗ РФ от 13 марта 2019 г. № 124н) предусматривает регулярное исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года) (п.13.12).

Данное исследование присутствует и в «Номенклатуре медицинских услуг» (утв. приказом МЗ РФ от 13.10.2017 г. № 804н):

A09.19.001	Исследование кала на скрытую кровь;
A09.19.001.001	Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ТЕСТ НА СКК

“VEDALAB”, Франция

• Экспресс-анализатор иммунохроматографический Easy Reader+

Артикул: 36200. Количественное считывание результатов иммунохроматографических кассет.

Объем памяти – 1000 анализов. Цветной сенсорный дисплей 4,3". Встроенный термопринтер 60 мм. Возможна автономная работа от аккумуляторов. Вес - 1,5 кг. Габариты: 15x18x17 см.

• Скрытая кровь в кале тест для экспресс-анализатора (FOB-Check-2 For reader use only)

Артикул: 4091-3L. Упаковка: 20 кассет, 20 устройств для сбора проб (шприц с 2 мл раствора для экстракции).

Аналитическая чувствительность – 5 нг/мл при рекомендуемом пороговом уровне 100 нг/мл.

Линейный диапазон количественных результатов – от 10 до 500 нг/мл; полуколичественные результаты: 0-5; 5-10; 500-5000; свыше 5000 нг/мл.

Время анализа – 10 мин.

Только для использования на на экспресс-анализаторе иммунохроматографическом Easy Reader/ Easy Reader+.

Единственный количественный иммунохроматографический тест на российском рынке!

БЕСПРИБОРНЫЕ ТЕСТЫ на СКК

“VEDALAB”, Франция

Имунохроматографические экспресс-тесты для качественного определения человеческого гемоглобина в фекалиях. Время анализа 10 мин. Аналитическая чувствительность – 10 нг/мл экстрагирующего раствора (0,04 мг/г фекалий).

• Гемоглобин тест-1 (Hemoglobin Test-1 (HEM Check-1))

Кат. № 4071B. В наборе 20 одноразовых кассет, 20 пластин для сбора проб и 20 пробирок с раствором для экстракции.

• Гемоглобин тест-2 (Hemoglobin Test-2 (HEM Check-2))

Кат. № 4071. В наборе 20 одноразовых кассет, 20 устройств для сбора проб с зондом и раствором для экстракции.

- Простая методика проведения анализа.
- Встроенный контроль качества проведения анализа.
- Возможен самостоятельный сбор пробы пациентом и длительное хранение пробы (до одной недели в холодильнике) перед ее доставкой в лабораторию.
- Возможно исследование как единичных, так и группы проб.
- Тесты могут храниться при комнатной температуре.