

Комбинированный экспресс-тест Ecotest для определения антигенов COVID-19 и гриппа А/В в образце мазка человека, (носоглотка/ротоглотка) методом иммунохроматографического анализа

№ РЗН 2022/17528



Варианты комплектации

Набор №1

- Тест-кассета в индивидуальной упаковке с влагопоглотителем – 20 шт;
- Буферный раствор для экстракции образца – 2 фл. – капельницы (7,0 мл);
- Пробирка для экстракции – 20 шт;
- Насадка-капельница с фильтром – 20 шт;
- Индивидуально упакованный зонд-тампон – 20 шт;
- Пробирочный штатив – 1 шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Набор №2

- Тест-кассета в индивидуальной упаковке с влагопоглотителем – 1 шт;
- Буферный раствор для экстракции образца – 1 фл. – капельница (3,0 мл);
- Пробирка для экстракции – 1 шт;
- Насадка-капельница с фильтром – 1 шт;
- Индивидуально упакованный зонд-тампон – 1 шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Относительная чувствительность	95.1% (83.9%~98.7%) антиген COVID-19	95.2% (86.9%~98.4%) грипп А	93.1% (83.6%~97.3%) грипп В
Относительная специфичность	99.4 % (96.5%~99.9%) антиген COVID-19	100.0% (97.2%~100.0%) грипп А	100.0% (97.3%~100.0%) грипп В
Повторяемость/	>99%		
Воспроизводимость			